



## بادی جت

# Body Jet

BODY JET

### ◀ روش کار با بادی جت ▶

- ◀ به شما بی حسی موضعی داده می شود تا در تمام طول مدت ناراحتی را دور نگه دارید.
- ◀ پزشک شما یک برش کوچک ایجاد می کند و کانال مخصوص طراحی شده را در زیر پوست در ناحیه هدف بدن شما قرار می دهد.
- ◀ اکنون ، محلول مایع نمکی از طریق کانال پخش می شود. اگر پزشک شما در مرحله اولیه از بیهوشی صرف نظر کند ، وی یک بی حس کننده موضعی را با محلول نمکی در اینجا ترکیب می کند.
- ◀ هنگامی که سلول های چربی شکسته شدند ، از طریق یک کانال کوچک مکش می شوند. باقیمانده مایعات اضافی نیز به طور همزمان از بین می رود.
- ◀ سرانجام ، پزشک شما بخیه ها را با بخیه های محلول بخیه می زند.



### ◀ مزایای استفاده از جت بدن ▶

- ◀ نیروی مکانیکی کم به حفظ بافت های همبند و اعصاب حساس زیر پوست کمک می کند.
- ◀ خطرات تورم، کوفتگی، از دست دادن خون و هماتوم به دلیل حالت قدرت انتخابی دستگاه را کاهش دهید.
- ◀ استخراج و از بین بردن سلولهای چربی ناخواسته آسان است.
- ◀ سلولهای چربی حذف شده با کمک یک سیستم حلقه بسته استریل و برای انتقال چربی برداشت می شوند.

### ◀ ایمنی بادی جت ▶

بادی جت در اوت ۲۰۰۸ به عنوان یک سیستم ایمن سازی کانتورینگ بدن، یک تأیید واضح و سریع از FDA دریافت کرد. در طی این روش نه از وسایل گرمایشی استفاده می شود و نه از مواد شیمیایی بالقوه مضر، که باعث می شود هیچ آسیبی به بیمار وارد نشود.







Body Jet



بادی جت در واقع یک رویکرد کاملاً  
ابتکاری و کاملاً بدون عارضه برای از بین بردن  
چربی های ناخواسته و همچنین زیبا سازی طبیعی  
بدن است. این روش همچنین به عنوان  
لیپوساکشن آبی، لیپوساکشن آب یا  
لیپوساکشن با کمک آب  
شناخته می شود.

### ◀ عملکرد لیپوساکشن (بادی-جت) ▶

لیپوساکشن بادی جت از فناوری پیشگامانه  
جت آب استفاده می کند. که در آن از  
قدرت ملایم آب به روش هوشمندی برای  
از بین بردن سریع، ایمن، موثر و کم مصرف  
بافت چربی استفاده می شود. در این روش،  
پالس های مایع از طریق یک کانال مخصوص  
طراحی شده با یک قدرت انتخابی از  
دستگاه جت آب هدایت می شوند. فشار آب،  
غشای سلولهای چربی را شکسته و آنها را از  
بافتهای اطراف جدا می کند. چنین  
نیروی مکانیکی کم تضمین می کند که بافت  
پیوندی، اعصاب و عروق خونی زیر جلدی  
به طور قابل توجهی کمتر آسیب دیده باشند.  
در نتیجه، خطرات به حداقل می رسند.



### ◀ زمان درمان ▶

انجام لیپوساکشن بادی-جت بسته به اندازه ناحیه مورد نظر و  
همچنین میزان چربی خارج شده، بین ۱ ساعت تا ۳ ساعت  
طول می کشد.

### ◀ لیپوساکشن (بادی-جت) ▶

لیپوساکشن با جت بادی یک شستشوی  
تحت فشار داخلی و نرم است که فقط از جت های آب ملایم  
استفاده می کند و به شما در دستیابی به نتایج جراحی  
لیپوساکشن بدون اعمال نیروی زیاد کمک می کند.  
این روش می تواند چربی اضافی بدن را به  
مقدار قابل توجهی از توده های چربی که  
به سختی جا به جا می شوند راز بین ببرد.  
این چربی را بسیار دقیق هدف قرار می دهد تا در انتها  
پوست کاملاً سفت و انعطاف پذیر به نظر برسد.